


# BUTTERFLY

La luce senza fili

Foto concessa dal Dott. Duccio Daniele



# BUTTERFLY – la luce senza fili

---

- 21,7 gr. con batteria inclusa
- Senza fili
- Accensione a sfioro
- Luce direzionabile
- Intensità regolabile
- Compatibile con tutti i sistemi ingrandenti presenti sul mercato
- Filtro giallo antipolimerizzazione



# BUTTERFLY – la luce senza fili

---

Intensità luminosa	35000 lux
Peso della sorgente luminosa	21,7 gr con batteria inclusa
Temperatura colore del Led	5750 K
Diametro del punto a 35 cm	60 mm
Durata operativa del led	50000 ore
Tempo di funzionamento batteria	2 ore
Durata della batteria	500 cicli di ricarica
Tempo di ricarica	1 ora



# BUTTERFLY – il kit

---



1. Luce led
2. 3 batterie Caricabatterie
3. Cavo
4. Valigetta rigida in tessuto impermeabilizzato

# Orchid-F

L'unica luce led con filtro giallo integrato antipolimerizzazione

Intensità luminosa	60000 lux
Peso della sorgente luminosa	9.5 gr
Temperatura colore del Led	5750 K
Diametro del punto a 35 cm	80 mm
Durata operativa del led	50000 ore
Tempo di funzionamento batteria	6 ore
Durata della batteria	500 cicli di ricarica
Tempo di ricarica	2,5 ore

