

TTL Galileiani

Foto concessa dal Dott. Duccio Daniele



TTL Galileiani

2.5X



2.7X



3.2X



Ergonomici

Ultraleggeri

Lenti della Schott AG (Fondazione Carl Zeiss)
con trattamento antiriflesso e antigraffio

Angolazione, distanza di lavoro, distanza
interpupillare Personalizzate

TTL Galileiani 2,7X



Montature Jazz



Montature Progear



PESO: **34 gr.**

Distanza di lavoro: **300/400/450**

Campo visivo: **90/100/110**

Profondità di campo: **90/110/135**

Correzione diottrica su richiesta

TTL Galileiani 3,2X



Montature Jazz



Montature Morriz



PESO: **36 gr.**

Distanza di lavoro: **300/400/450**

Campo visivo: **75/85/95**

Profondità di campo: **60/75/90**

Correzione diottrica su richiesta