



CASCHETTO DR. KIM

NOVITA'

**INGRANDENTI TTL ADMETEC
e DUE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
BUTTERFLY & ORCHID-F**

 **Dr-Kim**

CE FDA

 **ADMETEC**



Il Design che ha cambiato il concetto di «caschetto con luce»

Foto concessa dal Dott.ssa Laforì



Il caschetto tradizionale

Peso: da 250 gr.



Dr-KIM L'INNOVAZIONE

- **Peso: 104 gr.**
- **Versatilità**
- **Comfort**



Caschetto Dr. Kim DKH-50

CARATTERISTICHE

- DUE LUCI ad effetto scialitica per neutralizzare le ombre in campo operatorio
- Ultraleggero – in policarbonato – 104 gr.
- Luminosità 100.000 lux
- Due soli punti di appoggio: nucale e frontale
- Senza fili
- Utilizzabile con i propri occhiali da vista



Kit:

- Caschetto con due luci
- 3 coppie di filtri:
trasparente – ambrato -
scuro
- 2 batterie ricaricabili
- Caricabatterie



Caschetto Dr. Kim DKH-50



Due luci effetto scialitica
per neutralizzare le
ombre nel campo
operatorio



Accessori



LENTE 1,5X



GALILEIANO 2,5X



PRISMATICO 4X



TELECAMERA FULL HD

Caschetto Dr. Kim

Lente DKL – 1,5x

L'ingrandimento ottimale per il lavoro di routine



Caschetto Dr. Kim

DKT-3 – galileiano 2,5x

L'UNICO con distanza di lavoro regolabile da 25 a 60 cm



Caschetto Dr. Kim

DKT-4 – prismatico 4x

L'UNICO con distanza di lavoro regolabile da 25 a 60 cm



Caschetto Dr. Kim

Telecamera DCAM-4

- Telecamera Full HD
- Fotografie e registrazione video/audio
- Peso 13 gr.



Specifiche

CMOS 16 Mpixel

Risoluzione: 1920x1080

Registrazione: 60 frame/secondo



Caschetto Dr. Kim

La valigia



Visiera Freedom

SCHERMO IN POLICARBONATO OTTICO – ANTIRIFLESSO

SCHERMO SOLLEVABILE E SOSTITUIBILE

MADE IN ITALY – La marcatura presente sul prodotto, ovvero **CE cat. II ATP® 1 S – EN 166 -3**, evidenzia che Freedom è un DPI di categoria II e classe ottica 1, realizzato con materiali di robustezza incrementata per proteggere il viso da urti causati da particelle solide e dal contatto con liquidi (goccioline o spruzzi) per cui idoneo alla riduzione del rischio di contagio da COVID 19.


COMODA e LEGGERA

SPUGNA ANTIDECUBITO

ELASTICO EOKO TEXT ANALLERGICO

FACILMENTE SANIFICABILE CON ACQUA E SAPONE, SOLUZIONI A BASE ALCOLICA O DI CLORO

STUDIATA PER I NOSTRI SISTEMI DI INGRANDIMENTO DR-KIM e ADMETEC




Visiera Freedom





Prof. Giorgio Deli





Dott.ssa Andreina Lafori





Dott. DuccioDaniele

